

Ключ ReSound™

ReSound GN




ReSound GN



ИТЦ

Модель	KE4ITC-DW	KE3ITC-DW	KE2ITC-DW
Конфигурации устройства			
Размер батареи	312 Цинк-Воздух		
Уровни мощности приемника	MP, HP и UP		
Вариант управления	Телекатушка, кнопка		
Аудиологические особенности			
Сжатие WARP (WDRC) - количество каналов	12	8	6
Естественная направленность II	●		
Мягкое переключение	●	●	●
Адаптивная направленность Multiscope	●	●	
Адаптивная направленность			●
Экологический классификатор	●	●	●
ДФС Ультра II	●	●	●
Музыкальный режим	●		
Шумовой трекер 2	●	●	●
Защита от ветра	●	●	●
Импульсное шумоподавление	●		
Расширение	●	●	●
Менеджер по приемке	●	●	
Усиление низких частот (только UP)	●	●	●
Генератор шума в ушах	●	●	●
Функциональные особенности			
Умный старт	●	●	●
Телефон сейчас	●	●	●
Прямая потоковая передача аудио (MFi, Android™*)	●	●	
ReSound TV Streamer 2, Пульт ДУ, Пульт ДУ 2, Phone Clip+, Микрофон и Мультимикрофон	●	●	●
ReSound Smart 3D™приложение	●	●	●
ReSound Ассистент			
Удаленная тонкая настройка	●	●	●
ReSound Ассистент в прямом эфире	●	●	●
Удаленное обновление прошивки	●	●	●
Особенности установки			
Програмное обеспечение для настройки ReSound Smart Fit™1.10 или выше	●	●	●
Полностью гибкие программы	4	4	4
Авто ДФС	●	●	●
Бортовой анализатор II	●	●	●
Беспроводная установка с Noahlink Wireless	●	●	●

* Совместимость со смартфонами Android, поддерживающими прямую потоковую передачу Android на слуховые аппараты.



© 2020 GN Hearing A/S. Все права защищены. ReSound является товарным знаком компании GN Hearing A/S. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Android является товарным знаком Google LLC. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.

GN Making Life Sound Better

401419011US-20.12-Rev.A

Производитель согласно FDA:

GN ReSound Северная Америка
8001 Е Блумингтонское шоссе
Блумингтон, Миннесота 55420
США
1-888-735-4327
resound.com

Государственные услуги ReSound
8001 Е Блумингтонское шоссе
Блумингтон, Миннесота 55420
США
1-800-392-9932
resound.com/ветераны

Технические характеристики

	1600 Гц/ХФА	депутат		НР		дБ
		МЭК 60118-0:1983_AMD1:1994 МЭК60118-0:2015* МЭК 711 Симулятор уха	АНСИ С3.22-2014 МЭК 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 муфта 2сс	МЭК 60118-0:1983_AMD1:1994 МЭК60118-0:2015* МЭК 711 Симулятор уха	АНСИ С3.22-2014 МЭК 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 муфта 2сс	
Усиление эталонного теста (входной уровень звукового давления 60 дБ)	1600 Гц/ХФА	39	37	47	42	дБ
Полное усиление (на входе 50 дБ SPL)	1600 Гц/ХФА	59 50	50 45	69 58	60 53	дБ
Максимальная мощность (90 дБ SPL на входе)	1600 Гц/ХФА	128 120	118 114	130 126	120 119	дБ УЗД
Общее гармоническое искажение	500 Гц	0,4	0,3	0,8	0,5	%
	800 Гц	0,7	0,4	1,9	0,8	
	1600 Гц	0,6	0,5	0,8	0,6	
	3200 Гц		0,3		0,2	
Чувствительность индукционной катушки (вход 1 мА/м)	Максимум	90	79	100	91	дБ УЗД
НГА - SPLIV при 31,6 мА/м (ANSI) Полная чувствительность	ЗДВ	103	98	111	103	
индукционной катушки при 1 мА/м	1600 Гц/ХФА	82	76	90	84	
Эквивалентный входной шум, без шумоподавления		25	23	26	24	дБ УЗД
Входной шум, эквивалентный 1/3 октавы, без шумоподавления	1600 Гц	10	10	11	11	дБ УЗД
Диапазон частот МЭК 60118-0: 2015		100-8440*	100-8120	100-7390*	100-6710	Гц
Потребляемый ток (спокойный/рабочий)		1,17/1,19	1,17/1,31	1,15/1,18	1,15/1,25	мА
Вес слухового аппарата		2,71/0,10		2,81/0,10		грамм/унция

* Измерено в соответствии со стандартом IEC 60118-0:2015 с соединителем-симулятором 711-Ear.

Технические характеристики

	1600 Гц/ХФА	ВВЕРХ		дБ
		МЭК 60118-0: 1983_AMD1:1994 МЭК60118-0:2015* МЭК 711 Симулятор уха	АНСИ С3.22-2014 МЭК 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 муфта 2сс	
Усиление эталонного теста (входной уровень звукового давления 60 дБ)	1600 Гц/ХФА	60	47	дБ
Полное усиление (на входе 50 дБ SPL)	1600 Гц/ХФА	78 70	70 62	дБ
Максимальная мощность (90 дБ SPL на входе)	1600 Гц/ХФА	137 137	129 124	дБ УЗД
Общее гармоническое искажение	500 Гц	0,4	0,4	%
	800 Гц	1,0	0,5	
	1600 Гц	0,2	0,1	
	3200 Гц		0,1	
Чувствительность индукционной катушки (вход 1 мА/м)	Максимум	109	100	дБ УЗД
НГА - SPLIV при 31,6 мА/м (ANSI) Полная чувствительность	ЗДВ	119	109	
индукционной катушки при 1 мА/м	1600 Гц/ХФА	103	93	
Эквивалентный входной шум, без шумоподавления		20	23	дБ УЗД
Входной шум, эквивалентный 1/3 октавы, без шумоподавления	1600 Гц	12	13	дБ УЗД
Диапазон частот МЭК 60118-0: 2015		100-5170*	100-4810	Гц
Потребляемый ток (спокойный/рабочий)		1,17/1,24	1,17/1,21	мА
Вес слухового аппарата		3,17 / 0,11		грамм/унция

* Измерено в соответствии со стандартом IEC 60118-0:2015 с соединителем-симулятором 711-Ear.

Заявки на патент

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Заявки на патент

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

